

Apicold[®] propo

nosový sprej

Izotonický roztok na zvlhčenie
a čistenie nosa

Zdravotnícka pomôcka

Zloženie

Voda, chlorid sodný (morská soľ), extrakt propolisu

Účel určenia

Izotonický roztok na zvlhčenie a čistenie nosa. Nosový sprej Apicold[®] propo normalizuje funkciu nosovej sliznice prirodzeným spôsobom. jemne rozptýlený izotonický roztok umožňuje pôsobenie na celom povrchu nosovej sliznice. Jeho zloženie napomáha vytvárať prirodzené pH a hydratovať nosovú sliznicu a zároveň rozpúšťa suché nečistoty nahromadené na sliznici, čím uľahčuje dýchanie. Prídavok propolisu zvyšuje stabilitu prípravku.

Odporúča sa

- na každodennú hygienu nosovej sliznice u detí a dospelých,
- pri pobyte v klimatizovaných miestnostiach,
- pri vystavení sa prachu a škodlivým vplyvom ovzdušia,
- pri pobyte v suchých a teplých miestnostiach (s ústredným kúrením),
- pri príznakoch alergickej nádchy a nachladnutia.

Návod na použitie

Vstreknite nosový sprej Apicold[®] propo do oboch nosových dierok podľa potreby. Jeden vstrek do každej nosovej dierky postačuje na zvlhčenie vysušenej sliznice. Na odstránenie suchého sekrétu z nosa vstreknite do oboch

nosových dierok väčšie množstvo nosového spreja Apicold[®] propo. Vložte do nosových dierok vatový tampón, aby kvapalina nevytiekla, kým suchý sekrét nezmäkne.

Upozornenia

Uchovávajúce mimo dosahu detí. Neodporúča sa deťom vo veku do 4 rokov. Z hygienických dôvodov sa odporúča, aby fľaštičku používala vždy len jedna osoba. Ak máte alergiu na propolis, nesmiete používať tento prípravok. Po prvom otvorení spotrebujte do 30 dní. Len na vonkajšie použitie.

Skladovanie

Skladujte na suchom a tmavom mieste pri izbovej teplote.

Obsah balenia

30ml

Číslo šarže (kód dávky) a čas použiteľnosti sú vytlačené na spodnej strane balenia.



APIPHARMA d.o.o.,
Jeronima Kavanjina 26, 10090 Záhreb,
Chorvátsko, EU



Vyrobeno pro:
Alpen Pharma AG, Bern,
Švajčiarsko

Distribútor v SR:

Alpen Pharma SK, s.r.o., Čsl. armády 4,
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Vysvetlenie symbolov na obale

	Pozri návod na použitie
	Použiteľné do
	Varovanie
	Značka zhody

	Výrobca
	Kód dávky
	Katalógové číslo